

SANITY CIŚNIENIOMIERZ SIMPLE

STARA CENA: PLN

PROMOCJA: 88,90 PLNCZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY

Numer katalogowy: AP 1116

Kod EAN: 5907438902010



OPIS PRZEDMIOTU



SANITY SIMPLE

Ciśnieniomierz AP-1116 to urządzenie przeznaczone jest dla całej rodziny do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca oraz po przebytym zawale serca

Testowany klinicznie

Inteligentna funkcja wykrywania arytmii

System szybkiego i optymalnego pomiaru

Duży i czytelny wyświetlacz LCD

3 lata gwarancji door to door

wygodne etui do przechowywania

Ciśnieniomierz SIMPLE Sanity AP 1116 to urządzenie medyczne do oscylometrycznego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi.

Cyfrowy wyświetlacz o wymiarach:

60 × 40,5 mm

Waga: 169 g (bez baterii)

Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii

Wskaźnik zużycia baterii

Możliwość pracy z zasilaczem INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.4A

Max OUTPUT: 6V 1000mA

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia:

Ciśnienie w zakresie temperatur 5-40°C: $\pm 0,4$ kPa (3 mm Hg);

bardzo dokładny - wartość tętna: $\pm 5\%$ (dopuszczalne wahania na poziomie 5%)

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi?

Przed badaniem należy odpocząć przez kilka minut w pozycji siedzącej lub leżącej. Mankiet owiń dokładnie wokół ramienia, z ekranem odwróconym do siebie. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można swobodnie wsunąć palec wskazujący. Usiądź wygodnie kładąc ramię na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj, aby ramię znajdowało się na linii serca. Włącz przycisk START. Pomiar rozpocznie się już w trakcie pompowania mankieta, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak trzech serc. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony podczas kolejnych badań, należy skonsultować się z lekarzem.

Co może wpływać na wynik pomiaru?

Na wynik pomiaru może wpływać wiele czynników, m.in. stres, ból, alkohol, gorączka, pora dnia, przyjmowane leki oraz choroby towarzyszące. Nie powinno się wykonywać badania bezpośrednio po posiłku, wysiłku czy paleniu papierosów.

Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Simple Sanity, model AP 1116

Komfortowy mankieta o wymiarach 22 cm do ~32 cm (mankiet XL 22-42 cm w opcji)

Długi przewód powietrza

Pokrowiec na całe wyposażenie

4 baterie alkaliczne AAA

Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem

pompowanie

