



TERMOMETR BEZRZĘCIOWY GERATHERM CLASSIC

CENA:

25,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY

Kod EAN: 4018674454889

OPIS PRZEDMIOTU

Geratherm Classic

Klasyczny, analogowy termometr bezrzęciowy. Dzięki zastosowaniu galinstanu – nietoksycznej substancji pomiarowej – jest przyjazny dla Twojego zdrowia i środowiska. W odróżnieniu od innych termometrów szklanych na rynku, jest to zupełnie wyjątkowa, bezpieczna technologia będąca jednocześnie światowym patentem. Nie zawiera niklu, dlatego może być stosowany przez alergików. Gwarantujemy wieczystą dokładność pomiaru, dlatego produkt jest objęty gwarancją na cały okres użytkowania. Właściwości: szklany, analogowy, lekarski – tradycyjny pomiar wyjątkowo precyzyjny w 100% higieniczny w 100% bezpieczny – dla zdrowia i środowiska antyalergiczny – bez PVC i niklu wodoszczelny zawiera galinstan – nietoksyczną ciecz pomiarową wysoka dokładność pomiaru (+/- 0,1°C)

