



SANITY ALERGIA STOP AP 2316 INHALATOR

CENA: **99,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY

Numer katalogowy: AP 2316

Kod EAN: 5907438902133



OPIS PRZEDMIOTU



Inhalator Sanity Alergia STOP Inhalator został stworzony z myślą o alergikach ale z powodzeniem może z niego korzystać cała rodzina. Jego atutem są wysokie parametry oraz jego jakość. Jak przystało na firmę Sanity wszystkie akcesoria są certyfikowane. Model ten jest szczególnie polecany do stosowania oraz leczenia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.

Główne cechy i funkcje inhalatora Sanity Alergia STOP

Praca ciągła Inhalator może pracować cały czas
 Cichy Podczas pracy jego dźwięk nie przekracza 50dB
 Gwarancja 2 letni okres objęty gwarancją typu Door to Door
 Pojemność nebulizator Optymalna pojemność nebulizatora zapewnia komfort użytkowania
 Lekkość Inhalator jest lekki bardzo wygodny do przenoszenia
 W skład zestawu wchodzi:

Kompresor
 Nebulizator
 Ustnik
 Maski dla dzieci i dorosłych
 Długa rurka powietrzna (1,9 m)
 5 filtrów powietrza
 Tryb pracy Do pracy ciągłej
 Pojemność leku 10 ml
 Wielkość cząstek aerozolu od 0,5 µm do 10 µm
 Wartość MMAD 3 µm
 Poziom hałas 55 dB
 Wymiary 178 x 156 x 88 mm
 Ciśnienie robocze 0,8 do 1,3 bar
 Średnia prędkość nebulizacji: ≥0,3 ml/min (2% roztwór soli)
 Wyrób medyczny klasy II
 Gwarancja 2 lata Door To Door

