



SANITY SMART CARDIO AP 1316, CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY, NARAMIENNY Z DUŻYM WYŚWIETLACZEM

CENA:

219,90 PLN

CZAS WYSŁYKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY

Kod EAN: 5907438902171



OPIS PRZEDMIOTU



Sanity Smart Cardio AP 1316, ciśnieniomierz automatyczny, naramienny z dużym wyświetlaczem

OPIS

Urządzenie przeznaczone dla osób aktywnych do codziennej kontroli ciśnienia tętniczego krwi. Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca oraz po

przebytym zawale serca. Ciśnieniomierz automatyczny, naramienny, 4 generacji technologicznej posiada inteligentną funkcję wykrywania arytmii i system szybkiego i optymalnego pomiaru - FDS. Ciśnieniomierz Smart Cardio, podobnie jak pozostałe ciśnieniomierze marki Sanity w odróżnieniu od tradycyjnych modeli dokonują pomiaru "od dołu" bardzo dokładnie, cicho i delikatnie. Ciśnienie zmierzone jest jeszcze przed zniekształceniem naczyń krwionośnych – przepływ krwi jest lepszy. Pomiar dokonany jest już podczas pompowania mankieta. Nie uciska tak mocno ręki jak w przypadku tradycyjnego pomiaru.

- wyposażony w funkcję uśredniania wyników,
- wyświetlacz LCD: wymiary 24mm x 86.1mm,
- waga: ok. 290g,
- funkcja oszczędzania energii i wskaźnik naładowania akumulatora,
- dokładność zgodna ze standardami WHO oraz wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ISH),
- ciśnienie w zakresie temperatur 5–40°C: $\pm 0,4$ kPa (3 mmHg); wartość tętna: $\pm 5\%$.

Opakowanie:

- ciśnieniomierz SMART Cardio Sanity z wbudowanym mankietem o wymiarach 22-32 cm,
- etui na akcesoria,
- akumulator litowo-polimerowy,
- zasilacz,
- instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem,
- gwarancja: 2 lata.

